

#### SPECIFICATION

Dimensiones totales	900mmX600mmX880mm
Altura del Asiento	500mm
Anchura del Asiento	400mm
Seat Profundidad	410mm
Arm Altura	210mm
Seatback Altura	420mm
Battery Peso	1.4kg
Wheelchair Peso	19.8kg sin battery
Maximum Velocidad	≤4.5km/h
Braking Distancia (en un Nivel)	≤1000mm
Reso de giro mínimo	≤900mm
Cuenta de peso	100kg
Estación de recorrido teórico	≥10km
Estabilidad estática	≥6°
Estabilidad dinámica	≥3°
Desempeño de pendiente	≥6°
Capacidad de escalonamiento	≥3°
Tipo de motor	24V/200W*2
Tipo de batería de litio	24V6.6AH*2 □ 24V10AH*2 □
Max. Corriente de salida del controlador	35A
Max. Corriente de salida de la rueda del cargador	2A
Front Neumático libre de inflar	tamaño exterior de la rueda de 178mm
Rear Neumático libre de inflar,	tamaño exterior de 216mm