

2 TAMAÑOS DISPONIBLES

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[™]

Q
QUANTUM[®]
#1 FOR REHAB POWER



COLORES



TM

35cm



30cm



TRAK

- Capota y cesta
- Ligero (13 kg)
- Suspensión trasera compacta
- Reclinación de 30 °
- Basculación 45 ° de Asiento configurable
- Asiento configurable
- Plegado compacto



Pride Mobility, Avda. de las Flores 19 Parque Empresarial El Molino 28970 Humanes (MADRID)

Teléfono: +34 91 035 37 94 info@pridemobility.es



Datos técnicos

	TRAK" 30	TRAK" 35
Capacidad de peso	36 kg	36 kg
Profundidad asiento	17-38 cm	17-38 cm
Ancho	15-30 cm	20-36 cm
Altura respaldo	30-48 cm	33-48 cm
Altura a reposapiés	10-43 cm	10-43 cm
Rango de basculación	45°	45°
Rango de inclinación	90°, 105°, 120°	90°, 105°, 120°
Inclinación máxima	5°	5°
Ancho total	57 cm	62 cm
Altura a manillar	101-127 cm	101-127 cm
Largo total	89 cm	89 cm
Diámetro rueda frontal	18 cm	18 cm
Diámetro rueda trasera	41 cm	41 cm
Peso de la silla	13kg	16kg
Plegado con ruedas	92 x 51 x 57 cm	92 x 51 x 62 cm
Plegado sin ruedas	89 x 43 x 57 cm	89 x 43 x 62 cm

30°
Reclinación

45°
basculación

Plegado fácil con
sus accesorios
incluidos

ASIENTO "RESPOND"

- Respaldo anatómico
- cojín confort con sedestación
- Soportes de ronca ajustables
- Controles de cadera ajustables

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

- Palanca de basculación de pie
- Accesorios para Ventilador
- Accesorios de sedestación
- Manillares ajustables en altura
- Freno de pie
- Ruedas anti pinchazos
- Reposapiés ajustables en altura
- Ruedas anti vuelco

